


Polyklonaler Anti-Tnfrsf11A-Antikörper Gegen Den Menschen Für Wb Und Elisa - Q9Y6Q6

Artikelnummer: CM0023000



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TNFRSF11A (RANK) für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der Osteoklastogenese und Knochenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Humanes TNFRSF11A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; Humanes TNFRSF11A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8792
Gen-ID	8792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-212 des humanen TNFRSF11A (NP_003830.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6Q6
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Kühlakku