

Anti-Humaner Monoklonaler Trem1-(Cd354)-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Np99

Artikelnummer: CM0009020



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TREM1 (CD354), einen myeloiden Rezeptor, der Entzündungsreaktionen verstärkt. Für die Durchflusszytometrie entwickelt. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner TREM1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD354; TREM-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54210
Gen-ID	54210
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-200 des humanen TREM1 (NP_061113.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NP99
Proteingewicht	18 kDa/26 kDa
Versand	Kühlakku