

Anti-Human TrkA Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P04629

Artikelnummer: CM0008589



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human TrkA monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie an humanen Proben. Zielt auf den hochaffinen Nervenwachstumsfaktor-Rezeptor, ideal für Neurobiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human TrkA mAk
Bemerkungen/Alias	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; neurotropher Rezeptor-Tyrosinkinase 1
Spezies	Human
GenID	4914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-407 von humanem TrkA (NP_002520.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04629
Proteingewicht	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
Versand	Eisbeutel