


Anti-Humaner Vcam-1/Cd106-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P19320

Artikelnummer: CM0011908



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes VCAM-1/CD106, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, der endothelialen Entzündung und der Immunüberwachung. Erkennt humanes VCAM-1-Protein (P19320).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner VCAM-1/CD106-mAb
Bemerkungen/Alias	CD106
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7412
Gen-ID	7412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-698 des humanen VCAM1 (NP_001069.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19320
Proteingewicht	71 kDa/74 kDa/81 kDa
Versand	Kühlakku