

Anti-Mensch/Affe-Cd3-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0008931



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD3 und Affen-CD3 zur durchflusszytometrischen Detektion von CD3-Epsilon auf T-Zellen. Validiert für Proben von Menschen und Cynomolgusaffen. Ideal für Immunphänotypisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes/affenes CD3-mAb
Bemerkungen/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-126 des humanen CD3 entspricht (NP_000724.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgusaffe
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlpack