

Anti-Mensch/Affe Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12314

Artikelnummer: CM0010309



Einführung

-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes/affenes CD64 (FCGR1A) für die Durchflusszytometrie. Erkennt den hochaffinen IgG-Rezeptor, exprimiert auf Monozyten/Makrophagen. SWISS: P12314.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD64 mAk
Bemerkungen/Alias	FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fc-Fragment des IgG-Rezeptors Ia
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2209
GeneID	2209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-288 von menschlichem CD64 (NP_000557.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P12314
Proteingewicht	38 kDa/42 kDa
Versand	Eisbeutel