

Anti-Human/Affe Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q07108

Artikelnummer: CM0009814



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD69, direkt konjugiert mit . Spezifisch für humanes und cynomolgus CD69. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung der frühen Aktivierung von T-Zellen, NK-Zellen und anderen Leukozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Affe CD69 mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	969
GenID	969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 78-199 des menschlichen CD69 (NP_001772.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel