


Anti-Human-/Affen-Cd8A-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01732

Artikelnummer: CM0008697



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/affenartiges CD8a für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mensch und Javaneraffe. Korezeptor für MHC-Klasse I; entscheidend für die Immunität von CTL- und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-/Affen-CD8a-mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Art	Mensch
Gen-ID	925 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-182 des humanen CD8A entspricht (NP_001759.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01732
Proteingewicht	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Versand	Kühlakku