


Anti-Human/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0011892



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-Affen CD8a gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt die CD8-Alpha-Kette, einen Korezeptor für MHC-Klasse-I, essentiell für die T-Zell-vermittelte Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	925 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel