


Anti-Human/Affen IgD Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0012564



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches/affen IgD, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes und cynomolgus IgD mit ~47 kDa. Ideal für die Immunphänotypisierung von B-Zellen und Studien zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD mAk
Spezies	Mensch
Gen-ID	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01880
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel