

Anti-Mensch/Affen-IgD-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0011036



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/Affen-IgD für die Durchflusszytometrie. Erkennt die konstante Region der Delta-Schwerkette; geeignet für die B-Zell-Immunphänotypisierung und die Erforschung der humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes/Affen-IgD-mAk
Bemerkungen/Alias	IGHD
Art	Mensch
GeneID	3495
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 99-384 des humanen IgD entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P01880
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku