

Kaninchen-Anti-Human/Affe-Pd-1/Cd279 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q15116

Artikelnummer: CM0009962



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PD-1 (CD279), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der Immun-Checkpoint-Inhibition und der T-Zell-Erschöpfung in humanen und Cynomolgus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe PD-1/CD279 mAb
Bemerkungen/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5133
Gen-ID	5133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-168 von humanem PD-1/CD279 (NP_005009.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel