

Anti-Human/Maus Cd34 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Artikelnummer: CM0007706

Einführung

Kaninchen PolymAb® monoklonaler Antikörper, der gegen das humane/mäuse CD34-Antigen gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt eine 41 kDa Bande. Ideal für hämatopoetische Stammzell-, Adhäsions- und Gefäßbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
Spezies	Human/Maus
Gen-ID (Human)	947
Gen-ID	947/12490
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD34
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P28906/Q64314
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel