

Anti-Huntingtin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-F, Elisa - P42858

Artikelnummer: CM0002973



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Huntingtin, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-HTT. Ideal für die Erforschung der Huntington-Krankheit und Autophagie-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Huntingtin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
Spezies	Mensch
GenID	3064
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Huntingtin (P42858) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42858
Proteingewicht	348 kDa
Versand	Eisbeutel