

Anti-Huntingtin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Artikelnummer: CM0022755



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Huntingtin (aa 435-635). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Für die Forschungsnutzung bei Huntington-Krankheit und neurodegenerativen Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Huntingtin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3064
Gen-ID	3064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 435-635 des humanen Huntingtin (NP_002102.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42858
Proteingewicht	348kDa
Versand	Eisbeutel