


## Anti-Hur/Elavl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Artikelnummer: CM0030548



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler HuR/ELAVL1-Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines HuR, ein RNA-bindendes Protein, das AU-reiche Elemente enthaltende mRNAs stabilisiert – für die Genregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | [KO validiert] HuR/ELAVL1 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Aliase | HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1                                                                                                                         |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)    | 1994                                                                                                                                              |
| Gen-ID             | 1994                                                                                                                                              |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HuR/ELAVL1 (NP_001410.2) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                      |
| SWISS              | Q15717                                                                                                                                            |
| Proteingewicht     | 36 kDa                                                                                                                                            |
| Versand            | Eispack                                                                                                                                           |