


Anti-Hur/Elavl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Artikelnummer: CM0024275



Einführung

KO-validierter HuR/ELAVL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA an Human, Maus, Ratte. Erkennt RNA-bindendes Protein HuR, stabilisiert ARE-haltige mRNAs; ideal für Studien zur post-transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1994
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-326 von menschlichem HuR/ELAVL1 (NP_001410.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15717
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel