


Anti-Hus1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

Artikelnummer: CM0028139



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HUS1 (O60921), ein 32 kDa Checkpoint-Protein, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur DNA-Reparatur und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HUS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hHUS1; HUS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3364
GenID	3364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem HUS1 (NP_004498.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60921
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel