


Anti-Hus1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Artikelnummer: CM0014131



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HUS1-Checkpoint-Protein (32kDa). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für DNA-Schadens- und Zellzyklus-Checkpoint-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HUS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hHUS1; HUS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 des menschlichen HUS1 (NP_004498.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60921
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche