

Anti-Hus1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nhy5

Artikelnummer: CM0016946

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das menschliche Checkpoint-Protein HUS1B, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte, was ihn für multidisziplinäre Studien zur Zellzyklusregulation geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HUS1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUS1B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	135458
GeneID	135458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-278 des humanen HUS1B (NP_683762.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8NHY5
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistüte