


Polyklonaler Anti-Huwe1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z6Z7

Artikelnummer: CM0019259



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes HUWE1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt HUWE1 (~482 kDa) in humanen und Rattenproben. Ideal für die Ubiquitinierungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HUWE1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10075
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HUWE1 entspricht (NP_113584.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q7Z6Z7
Proteingewicht	482 kDa
Versand	Kühlakku