

Anti-Hvem/Tnfrsf14 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q92956

Artikelnummer: CM0020975



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes HVEM/TNFRSF14, validiert für Western Blot und ELISA. Dieser 30 kDa Membranrezeptor vermittelt Immun-Kostimulation, antivirale Antworten und Herpesvirus-Eintritt. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Immunologie, Infektionskrankheiten und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HVEM/TNFRSF14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
Spezies	Human
GeneID (Human)	8764
GeneID	8764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-202 von humanem HVEM/TNFRSF14 (NP_003811.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92956
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel