

Anti-Hyal1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12794

Artikelnummer: CM0004369



Einführung

Kaninchen-monoklonaler HYAL1-Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, reaktiv gegen human. Ziel ist Hyaluronidase-1, beteiligt an Tumorprogression und lysosomaler Funktion. Geeignet für Krebs- und Mukopolysaccharidose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HYAL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; Hyaluronidase-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3373
Gen-ID	3373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 22-435 von humanem HYAL1 (NP_149349.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12794
Proteingewicht	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel