

Anti-Hyal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12794

Artikelnummer: CM0027167



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HYAL1 (Hyaluronidase-1). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Tumorprogression und lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HYAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3373
Gen-ID	3373
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12794
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel