

Anti-Iah1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q2Taa2

Artikelnummer: CM0013947

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IAH1, eine wahrscheinliche Lipase, die am Lipidstoffwechsel beteiligt ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei 28kDa. Ideal für Hydrolase- und Lipidabbau-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IAH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	285148
GeneID	285148
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q2TAA2
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel