

Anti-Iapp (Amylin, Dap) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10997

Artikelnummer: CM0027580



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IAPP (Amylin/DAP), geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zum Energiestoffwechsel und zur Amyloidaggregation bei Typ-2-Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IAPP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP; IAP; IAPP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3375
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-89 von humanem IAPP (NP_000406.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10997
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel