

Anti-Ibsp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21815

Artikelnummer: CM0020543

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Integrin-bindendes Sialoprotein (IBSP) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Knochenmineralisation und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IBSP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3381
GenID	3381
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem IBSP (NP_004958.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21815
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel