

Anti-IBtk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P2D0

Artikelnummer: CM0015886

Einführung

Anti-IBTK Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf humanes IBTK (151 kDa) ab, einen Inhibitor der BTK-Kinase, der an der B-Zell-Entwicklung und der NF-κB-Transkription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IBTK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTKI; BTBD26; IBTK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 900-1200 von humanem IBTK (NP_056340.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P2D0
Proteingewicht	151 kDa
Versand	Eisbeutel