

Anti-Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00238

Artikelnummer: CM0011329

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Ratten-ICAM-1/CD54, konjugiert mit und validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Entzündung und Immunzell-Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ratte ICAM-1/CD54 mAk
Bemerkungen/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Spezies	Ratte
Gen-ID (Mensch)	3383
Gen-ID	25464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-493 von Ratten-ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q00238
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel