


Anti-Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P05362 / P13597

Artikelnummer: CM0011215



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ICAM-1 (CD54) für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu Leukozytenadhäsion, Entzündung und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	3383
Gen-ID	3383/15894
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem/mäuse ICAM-1/CD54.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05362/P13597
Proteingewicht	58kDa/59kDa
Versand	Eisbeutel