


Anti-Icam-1/Cd54 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Artikelnummer: CM0002432



Einführung

Hochspezifischer rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ICAM-1/CD54 (UniProt P05362). Validiert für WB, IHC-P, FC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Endothelaktivierung und viralen Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM-1/CD54 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3383
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ICAM-1/CD54 (P05362) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05362
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel