

Anti-Icam-1/Cd54 Monoklonaler Mausantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Artikelnummer: CM0008850

Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Mausantikörper gegen Maus-ICAM-1/CD54, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt ICAM-1 von Maus und Ratte für Untersuchungen zur Zelladhäsion und Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM-1/CD54-Maus-mAk
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3383
Gen-ID	15894
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28–485 des Maus-ICAM-1/CD54 (NP_034623.1)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku