


Anti-Icam-1/Cd54 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05362

Artikelnummer: CM0017515



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ICAM-1/CD54 (BB2, CD54), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Geeignet für die Erforschung von Adhäsion, Entzündung und viralem Eintritt. UniProt: P05362.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM-1/CD54-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3383
GeneID	3383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 250-480 des humanen ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05362
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku