

Anti-Icam-1/Cd54-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q00238

Artikelnummer: CM0011796

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ratten-ICAM-1/CD54, validiert für WB, IHC-P, FC und ELISA. Reagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion, der transendothelialen Migration und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM-1/CD54-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD54; ICAM
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	3383
GeneID	25464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28–493 von Ratten-ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q00238
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku