

Anti-Icam1 (Cd54) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q00238

Artikelnummer: CM0023438

Einführung

Icam1 Kaninchen pAb (polyklonaler Antikörper), validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ziel ist das interzelluläre Adhäsionsmolekül 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238. Ideal für Studien zur Zelladhäsion und Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Icam1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Spezies	Ratte
GeneID (Human)	3383
GeneID	25464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-493 von Ratten-Icam1 (NP_037099.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q00238
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche