

Anti-Icam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13597

Artikelnummer: CM0021886

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-ICAM1 (CD54), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Leukozytenadhäsion und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3383
GenID	15894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-320 von Maus-ICAM1 (NP_034623.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13597
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel