

Anti-Icam2 / Cd102 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35330

Artikelnummer: CM0003157



Einführung

Rekombinanter anti-Maus ICAM2/CD102 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion und Interaktionen von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM2 / CD102 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Spezies	Maus
GenID	15896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 von Maus ICAM2 / CD102 (P35330) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35330
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel