

Anti-Icam2/Cd102 Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Artikelnummer: CM0006114



Einführung

Anti-ICAM2/CD102 Kaninchen PolymAb® (rekombinanter monoklonaler Antikörper), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Maus-ICAM2, ein Zelladhäsionsmolekül, das an der Leukozytenmigration beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen, 31 kDa, Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM2/CD102 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3384
GenID	15896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-222 von Maus-ICAM2/CD102 (NP_034624.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35330
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel