

Anti-Icam3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32942

Artikelnummer: CM0024941



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ICAM3 (CD50), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Leukozytenadhäsion, Phagozytose und dendritischen Zellinteraktionen. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3385
Gen-ID	3385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-490 des humanen ICAM3 (NP_002153.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32942
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche