

Anti-Icam3/Cd50-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc - P32942

Artikelnummer: CM0009460



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ICAM3/CD50. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, FC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human. Ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion und der Interaktionen zwischen Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM3/CD50-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3385
GeneID	3385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-114 des humanen ICAM3 (NP_002153.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32942
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel