

## Anti-Icam4 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q14773

Artikelnummer: CM0029058

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ICAM4 (LW-Blutgruppenprotein). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Erythrophagozytose und Thrombozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ICAM4 Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | LW; CD242; ICAM4                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 3386                                                                                                                               |
| GenID             | 3386                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-140 des menschlichen ICAM4 (NP_001034221.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | Q14773                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 29 kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |