

Anti-Icam5 (Telencephalin) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q60625

Artikelnummer: CM0009046

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus ICAM5 (Telencephalin), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zur neuronalen Adhäsion und Dendritogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICAM5 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7087
GenID	15898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-227 von Maus ICAM5 (NP_032345.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q60625
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel