

Anti-Ick Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upz9

Artikelnummer: CM0026516

Einführung

IVD-fähiger polyklonaler Anti-ICK-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Serin/Threonin-Protein-Kinase ICK (Q9UPZ9) für Forschung zu Ziliogenese, Entwicklung und Krebs ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22858
Gen-ID	22858
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des menschlichen ICK (NP_057597.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPZ9
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel