

Anti-Icmt-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Artikelnummer: CM0015769

Einführung

Hochwertiger polyklonaler ICMT-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Proteinprenylierungs- und -methylierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICMT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23463
GeneID	23463
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 175-284 des humanen ICMT (NP_036537.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60725
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku