


Monoklonaler Anti-ICOS/Cd278-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y6W8

Artikelnummer: CM0012342



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ICOS/CD278, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt einen wichtigen kostimulatorischen T-Zell-Rezeptor, der für Immunantworten und die Antikörperproduktion entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICOS/CD278-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Art	Mensch
GeneID	29851
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ICOS/CD278 (Q9Y6W8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6W8
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku