

Anti-Icos/Cd278 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Wvs0

Artikelnummer: CM0006708

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-ICOS (CD278), validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Geeignet für die Forschung zur T-Zell-Costimulation und Immunantwort. Reagiert mit Maus. SWISS: Q9WVS0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICOS/CD278 monoklonaler Kaninchen-Antikörper (mAb)
Anmerkungen/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	29851
GeneID	54167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-142 von Maus-ICOS/CD278 (NP_059508.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WVS0
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel