


Anti-ICOS/Cd278 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

Artikelnummer: CM0024340



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ICOS/CD278 (Q9Y6W8), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für T-Zell-Kostimulation und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICOS/CD278 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Spezies	Human
GeneID (human)	29851
GeneID	29851
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-140 von humanem ICOS/CD278 (NP_036224.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6W8
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel