

Anti-Icosl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75144

Artikelnummer: CM0026343



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ICOSL (CD275/B7-H2). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für T-Zell-Kostimulations- und Immun-Checkpoint-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ICOSL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L
Spezies	Human
GeneID (Human)	23308
GeneID	23308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-256 von humanem ICOSL (NP_056074.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75144
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel