

## Anti-Ict1/Mrp-L58 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14197

Artikelnummer: CM0016969



### Einführung

Anti-ICT1/MRP-L58 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für den Nachweis von humanem und murinem ICT1, einer mitochondrialen Peptidyl-tRNA-Hydrolase, mittels WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translationsbeendigung und Ribosomenrezyklisierung. – Q14197

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ICT1 Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58                                                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 3396                                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 3396                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-206 von humanem ICT1 (NP_001536.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q14197                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 24kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                         |