

Anti-Id1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P41134

Artikelnummer: CM0026351

Einführung

Hochwertiger Anti-ID1-Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Erkennt das DNA-bindende Protein-Inhibitor ID-1 mit einem Molekulargewicht von 16 kDa. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Zelldifferenzierung und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ID1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ID; bHLHb24; ID1
Spezies	Human
GeneID (human)	3397
GeneID	3397
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-155 von humanem ID1 (NP_002156.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41134
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eistasche